

COMPAT ELLA® BÆRBAR ENTERAL ERNÆRINGSPUMPE

*Pumpen Compat Ella® er en innovativ, ny, bærbar enteral ernæringspumpe som er udviklet til at gøre anvendelsen af pumpe nemmere, mere sikker og til at give mere frihed for brugeren og plejepersonalet. For at gøre brugen endnu nemmere og mere sikker har Compat Ella® bl.a. et unikt, brugervenligt display i farver, flere valgbare sprog, 30 dages historik over volumentilførsel, +/-5% tilførselspræcision, samt indbygget Auto-Anti-Free-Flow (AAFF)-teknologi for at garantere patientsikkerheden. Desuden er Compat Ella® nem at vedligeholde, da den kan skylles under vand og kun kræver service hvert 5. år.**

FUNKTIONERNE - KORT FORTALT

- Kontinuerlige og intervalstyrede ernæringsprogrammer fra 1 ml til 4000 ml med eller uden dosisbegrænsning
- Flowhastigheder fra 1 ml/t til 600 ml/t

LET AT LÆRE OG FORSTÅ

- En farveskærm med letforståelige symboler for pumpestatus, batterilevetid og div. alarmer
- Et tydeligt, U-formet tastatur med intuitiv, ikon-baseret mærkning
- Fuld tekstlinje på skærmen, der viser pumpestatus og er nyttig ved programmering af ernæringsterapi og fejlsøgning

NØJAGTIG OG SIKKER

- +/-5% tilførselspræcision, 30 dages historik over volumentilførslen*, AAFF-teknologi for at garantere patientsikkerheden
- Alarmer for opadgående og nedadgående tilstopning og alarm for luft i slangen
- Separat tilførselshistorik for 1) aktuel ernærings-terapi og 2) kumulativ volumen
- Tastaturlås, så utilsigtede ændringer undgås



Robust

- 5-års serviceinterval*
- Kan rengøres under rindende varmt vand

Mobil

- Lav vægt og bærbar – kan bruges i en hvilken som helst retning
- 24-timers batterilevetid ved en tilførselshastighed på 125 ml/t

Øvrig funktion

- PDMS-forbindelse (Patient Data Management System)**

KASSEN MED

COMPAT ELLA® PUMPEN INDEHOLDER

- Compat Ella® pumpe
- Vekselstrømsadapter
- Stativklemme
- Brugsanvisning

COMPAT ELLA® ERNÆRINGSSÆT

- Spike sæt
- Dual Spike sæt
- Universalsæt

COMPAT ELLA® TILBEHØR

- Rygsæk til voksne/børn
- Rygsækstøtte/mini-bordstativ
- Kabel til PDMS-forbindelse**
- Forbindelseskabel til kaldeknop

* Flere oplysninger fås i brugsanvisningen til Compat Ella® eller ved henvendelse.

**Se bagside: **Håndteringssystem for patientdata

www.compatella.com/patient

® Reg. varemærke tilhørende Société des Produits Nestlé S.A. .

For sundhedsfagligt personale

PUMPENS FUNKTIONER

Tilførselspræcision: +/-5%.*

AAFF: Auto-Anti-Free-Flow (integreret i ernærings-sættet).

Tastatur: Ergonomisk, U-formet tastatur med let genkendelige ikoner.

Skærm: Farveskærm, der fremhæver pumpestatus.

Driftssprog: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, hollandsk, svensk, dansk, norsk, finsk med flere.

Kontinuerlig modus: Kontinuerlig tilførsel af ernæring. Med eller uden grænse for total volumen.

Flowhastighed: 1–600 ml/t i intervaller à 1 ml.

Volumengrænse: 1–4000 ml i intervaller à 1 ml.

Alarmer: Luft i slange, separat for opadgående og nedadgående tilstopning, dør åben, ingen ernæringssæt, behandling slut, timeout pga. inaktivitet, batteri.

Volumen aktuel behandling: Den tilførte volumen for den aktuelt aktive ernæringsterapi. Kan nulstilles af brugeren.

Kumulativ volumen: Tilført volumen i alt siden dette parameter blev nulstillet af brugeren.

30-dages volumenhistorik: Tilført volumen i alt for hvert døgn i de seneste 30 dage.

Indstillinger: Alarmlydstyrke, baggrundsbelysnings styrke, timeout for baggrundsbelysning, alarm ved behandlingsophør (ja/nej), tastaturlås (til/fra).

Priming: Ét-tryk, automatisk (17 ml) eller manuel.

AVANCEREDE FUNKTIONER

Intervalmodus: Tilførsel af valgte bolusmængder i ml med forud definerede intervaller. Bolus fra 1–2000 ml. Intervallet kan indstilles fra 15 minutter til 12 timer. Med eller uden grænse for total volumen.

Intervalmodus låst: Intervalmodus er ikke tilgængelig for brugeren.

Terapilås: Låser alle aktuelle parametre for ernæringsterapien, så de ikke kan ændres af brugeren.

Kommunikation: PDMS** eller kaldeknap.

Dato: Dato og klokkeslæt, der kan justeres af brugeren.

**PATIENT DATA MANAGEMENT SYSTEM

Compat Ella® kan forbindes til visse PDMS-systemer, der typisk anvendes på intensivafsnit. Dette giver mulighed for automatisk sporing af tilførslen af ernæring til den enkelte patient. Den fysiske forbindelse går gennem et specielt serielt kabel. Der fås specifikke særlige software drivere til hvert system.*

GARANTI OG KRAV

Garanti: 2 år.

Service: Kræver kun service hvert 5. år.*

Serviceagent: Al service må kun udføres af autoriseret personale. Kontakt din repræsentant for Nestlé Health Science eller en serviceudbyder, der er godkendt af Nestlé.

PUMPSPECIFIKATIONER

Pumpens vægt: 499 g.

Batteri: Li-Ion. Kører 24 timer ved 125 ml/t med vand. 6-timers genopladningstid.

Pumpedimensioner: L:140 mm x B:140 mm x H:62 mm.

Pumpesættets emballage: Pakket enkeltvis i en kasse.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur.

Opbevares på afstand af sollys og fugtighed.

Enhedsklassifikation: Klasse IIa.

Mekanisk indtrængen og væskeindtrængen: IP25.

CE-mærkning: Overholder direktiv 93/42 EEG om medicinsk udstyr. Der er udstedt en CE-mærkning af et anerkendt bemyndigende organ: TÜV Rheinland.

Økologisk fodspor: Symbolet 'Grüne Punkt' angiver, at Nestlé Health Science påtager sig sit ansvar som producent og bidrager til finansieringen af genbrug.

COMPAT ELLA® ON-LINE

Webside: www.compatella.com

Uddannelsescenter:
www.trainingcentre.compatella.com

BESTILLING

Nestlé Health Science kan købes hos Danucare (tlf. 71994710 – Fax 70305165 – info@danucare.dk)

