

FLOCARE® TILBEHØR OG LØSDELE



FLOCARE® BOLUS ADAPTOR CROSS SPIKE

DanuCare varenr.	Salgsenhed
1045005	30 stk.

Flocare® Bolus adaptor kan skrues på Nutrison Pack. Derved kan en ENFit ernæringsprøjte sættes på pakken, og sondeernæringen kan administreres som bolus. Bolus adaptoren skal udskiftes efter 24 timer. Sondeernæring med tilkoblet bolus adaptor bør opbevares i køleskab maksimum 24 timer.



FLOCARE® TOP FILL RESERVOIR

DanuCare varenr.	Salgsenhed
Flocare® 1,3 liter	1040008 10 stk.
Flocare® 1,3 liter + set Gravity	1040009 10 stk.

Flocare® Top Fill Reservoir er udviklet til at tilføre vand eller væske til den sondeernærede patient. Kan også anvendes til administration af opløste pulverblandinger. Hvert reservoir er pakket sterilt og enkeltvis.



FLOCARE® ERNÆRINGSKONNEKTOR

DanuCare varenr.	Salgsenhed
Ch 10 sort 1045018	10 stk.
Ch 14 grøn 1045016	10 stk.
Ch 18 rød 1045017	10 stk.



ADAPTERE

DanuCare varenr.	Salgsenhed
ENFit => ENLock og lign. systemer	1045001 30 stk.
Luer/Oral/ENLock sprøjter => ENFit	1045004 30 stk.
ENFit => Non-ENLock og lign. systemer	1045006 30 stk.
ENFit => Luer	1045002 30 stk.
ENLock => ENFit	1045003 30 stk.

Flocare® ernæringskonnektor er designet til at kunne forbindes med sonder som Flocare® PEG og Flocare® Bengmark PEJ.