

COMPAT® GASTROTUBE

14/16/18/20/22/24 FR ENFit™


Compat® udskiftningsernæringssonder med ballon og ENFit™-kobling er beregnet til brug hos patienter, som har behov for intermitterende eller kontinuerlig enteral tilførsel af ernæring, væsker eller medicin via en veletableret og velhelet stomikanal. Sonderne kan også bruges til gastrisk dekompression.

FUNKTIONERNE


Compat® Gastrotubes har en holdbar silikoneballon, som kan anvendes i op til 90 dage.

- Compat® Gastrotubes er lavet af silikone og har en ophøjet justerbar fikseringsplade med ventilationshuller, som gør, at luften kan cirkulere rundt om stomiåbningen, hvilket kan mindske risikoen for hudirritation og dermed forbedre patientkomforten.
- Compat® Gastrotubes findes i mange forskellige størrelser (14/16/18/20/22/24 FR) og ballonvolumener (5, 10 og 15 cc) for at opfylde de fleste patientbehov.
- Compat® Gastrotubes er kompatible med alle ernæringssæt og kanyler med ENFit™-koblinger.

ENFit™-koblinger er designet til at være IV-inkompatibel, så fejltilslutninger undgås, og patientsikkerheden øges. Den integrerede ENFit™-medicinport forenkler administration af lægemiddel.



For sundhedsfagligt personale



KOMPONENTER

- A ENFit™-kobling med skruefunktion og integreret medicin port og hætter
- B Størrelserne identificeres ved hjælp af farvekodning af påfyldningsventilen med ballonens oppustningsvolumen påtrykt
- C 37 mm bred ophøjet justerbar fikseringsplade i silikone med ventilationshuller
- D Påtrykt french (FR) størrelse på skaftet
- E Blød, transparent og biokompatibel silikoneslange med dybdemarkeringer for hver centimeter
- F Holdbar silikoneballon
- G Åben og kegleformet distal ende (forsænket distal ende, når ballonen er oppustet)
- H Røntgentæt stribet

Med mindre andet er anført, er alle varemærker ejet af Société des Produits Nestlé S.A eller anvendt med tilladelse.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte din Nestlé Health Science-repræsentant eller gå ind på www.compat.com.

SPECIFIKATIONER

Sterilitet: Steriliseret med ethylenoxyd (ETO).

Indpakning: Individuelt pakket i kasser à 1 stk. (370 x 100 x 40 mm).

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares væk fra sollys og fugtige omgivelser.

Opbevaringstid: 3 år fra produktionsdato. Dato på emballagen.

Brugsvarighed: Indiceret til langvarig brug. Engangsbrug.

Slangelængde: Nominal længde i alt: ± 25,5 cm.

Slangediameter: Nominel udvendig diameter: fra 14 FR (± 4,7 mm) til 24 FR (± 8,0 mm).

ISO-standard: Overholder fuldt ud ISO-standard 80369-1. Designet til at overholde den fremtidige ISO-standard 80369-3.

Økologisk fodaftryk: Symbolet 'Grüne Punkt' angiver, at Nestlé Health Science påtager sig sit ansvar som producent og bidrager til finansieringen af genbrug.

Materialer: Slanger: silikonegummi. Koblinger: ABS. Fremstillet uden brug af naturligt gummi-latex, DEHP eller BPA. Yderligere oplysninger kan fås på anmodning.

BESTILLING

Nestlé Health Science kan købes hos Danucare (tlf. 71994710 – Fax 70305165 – info@danucare.dk)

STR.	VAREN.	VENTIL-FARVE	BALLON-STØRRELSE	NOMINELT UDVENDIGT MÅL	LÆNGDE (MM)
14FR	92 01 26		5 cc	Ø 4,7	±255
16FR	92 01 27		10 cc	Ø 5,3	±255
18FR	92 01 28		15 cc	Ø 6,0	±255
20FR	92 01 29		15 cc	Ø 6,7	±255
22FR	92 01 30		15 cc	Ø 7,3	±255
24FR	92 01 31		15 cc	Ø 8,0	±255

NHS/COMPAT GASTROTUBE/10-2018 DK



DanuCare
FOR SIKKERHED OG TRYGHED

Københavnsvej 11B, 4800 Nykøbing F, CVR. 39998882
Tlf. 7199 4710, Fax. 7030 5165, info@danucare.dk, www.danucare.dk