

Medicina ENFit flaskeadaptere

Medicina flaskeadaptere er fremstillet af pvc.

Anvendelse.

Flaskeadaptere med ENFit konektor sættes i flaskehalsen på flydende medicin. Flaskeadapteren gør det lettere at trække flydende medicin op i en ENFit enteral sprøjte. Det reducerer "dead space" inde i ENFit konnektoren af en EN-Fit enteral sprøjte, ligesom det også reducerer medicinspild og forbedre hygiejnen.



Trap flaskeadapter, steril (50)
Trap flaskeadapter, usteril (50)



**18,5—20,5 mm flaskeadapter, steril , (Morfin)
(50)**



15—16,5 mm flaskeadapter, steril (50)
15—16,5 mm flaskeadapter, usteril (50)



20—21,5 mm flaskeadapter, steril (50)



18—19,5 mm flaskeadapter, steril (50)
18—19,5 mm flaskeadapter, usteril (50)



15,5—18 mm flaskeadapter, steril (50)



25,5—27 mm flaskeadapter, steril, (50)
25,5—27 mm flaskeadapter, usteril, (40)