



## ISOSOURCE® STANDARD/STANDARD FIBRE

### Fuldgyldig standardsondeernæring med eller uden fibre

Isosource® standardsondeernæring fås med eller uden fibre. Begge typer sondeernæring indeholder tilsat fiskeolie med de essentielle fedtsyrer EPA og DHA, som bl.a. er vigtige for immunforsvaret.<sup>1</sup> For at fremme absorptionen er 20 % affedtet MCT-fedt.<sup>2</sup> Isosource® Standard Fibre indeholder også Iso 50, en fiberblandning af 50 % opløselige og 50 % uopløselige fibre, for at opnå præbiotisk effekt og forbedret peristaltik.<sup>3</sup>

#### ANVENDELSE

Isosource® Standard/Standard Fibre er en fødevare til særlige medicinske formål, som er fuldgyldig samt beregnet til ernæringsbehandling af patienter med eller i risiko for underernæring. Anvendes i samråd med læge eller diætist. Sondeernæringen er egnet som eneste ernæringskilde og kan anvendes fra 3 års alderen.

Flasken rystes før brug.

#### DOSERING

1500–2000 ml som eneste kilde til ernæring eller ifølge lægens ordination.

#### OPBEVARING OG HÆNGETID

Åbnet emballage skal opbevares tørt og køligt. Hængetid i et lukket system er 24 timer. Åbnet emballage kan opbevares tillukket i køleskab i 24 timer.

#### ERNÆRINGSFAKTA pr. 100 ml

Energi	100/103* kcal
Fedt	30 E% eller 3,4 g
Kulhydrat	54/52* E% eller 13,5 g
Fiber	0/3* E% eller 1,5* g
Protein	16/15* E% eller 3,9 g
Laktose	Lavt laktoseindhold, <0,05 g
Gluten	Glutenfri

\*gælder Isosource® Standard Fibre

REFERENCER 1. Calder P.C. Am J Clin Nutr 2006;83 (Suppl.): 1505S–1519S. 2. McClave et al. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 1997; 21: 014-020 3. Van de Wiele T, et al. Journal of Applied Microbiology 2007;102:452-460.



- 1,0 kcal/ml
- 7,5g fiber/500 ml\*
- 20 %MCT-fedt

**NÆRINGSDEKLARATION pr. 100 ml**

Energi	kcal	100/103*
	kJ	422/434*
<b>Fedt (30 E%)</b>	g	3,4
– heraf mættet	g	1,2
– heraf enkeltumættet	g	1,5
– heraf flerumættet	g	0,7
<b>Kulhydrat (54/52* E%)</b>	g	13,5
– heraf sukkerarter	g	1,2
– heraf laktose	g	<0,05
<b>Fiber (0/3*E%)</b>	g	0/1,5*
<b>Protein (16/15* E%)</b>	g	3,9

**MINERALER**

Natrium	mg	80
Kalium	mg	135
Klorid	mg	75/100*
Calcium	mg	70
Fosfor	mg	60
Magnesium	mg	17
Jern	mg	1,1
Zink	mg	1,1
Kobber	mg	0,17
Mangan	mg	0,24
Fluorid	mg	0,13
Selen	µg	7,0
Krom	µg	11
Molybdæn	µg	13
Jod	µg	16

**VITAMINER**

Vitamin A	µg	110
Vitamin D	µg	1,5
Vitamin E	mg	1,6
Vitamin K	µg	7,0
Vitamin C	mg	11
Thiamin	mg	0,14
Riboflavin	mg	0,17
Niacin	mg NE	1,7/1,6*
Vitamin B <sub>6</sub>	mg	0,17
Folsyre	µg	29
Vitamin B <sub>12</sub>	µg	0,38
Biotin	µg	4,6
Pantothenysyre	mg	0,6

**ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER**

MCT	g	0,70
Omega-3	g	0,16/0,15*
Kolin	g	38
Osmolaritet	mOsm/L	239/266*
Vandindhold	g/100 ml	86/85*

NE: Niacinekvivalent \*gælder Isosource® Standard Fibre

**INGREDIENSER**

Vand, maltodextrin, **mælkeproteiner**, vegetabiliske olier (raps, solsikke), MCT-fedt, mineraler (natrium-citrat, kaliumfosfat\*, kaliumklorid, kaliumcitrat\*, kaliumfosfat, magnesiumcitrat, kalciumfosfat, magnesiumoxid, kaliumcitrat, natriumklorid, jernlaktat, zinksulfat, kobberglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, natriumselenit, kromklorid, natrium-molybdat, kaliumjodid), emulgator (E472c, E471), stabillisator (E460\*, E466\*, karregenan), **fiskeolie**, kolinbitartrat, vitaminer (C, E, niacin, pantothenysyre, B<sub>6</sub>, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, betakaroten, A, D, B<sub>12</sub>, K, folsyre, biotin), antioxidant (E304). Glutenfri. UHT-behandlet. Pakket i beskyttende atmosfære. Isosource® Standard Fibre indeholder også fibre (ærtefiber, akaciagummi, fruktooligosackarider, inulin).

Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.

**BESTILLING**

Nestlé Health Science kan købes hos  
Danucare (tlf. 71994710 – Fax 70305165  
– info@danucare.dk)

PAKNING	MIN. BESTILLING	VARENR.
Isosource® Standard	12 x 500 ml 9 x 1000ml	2005001 2010002
Isosource® Standard Fibre	12 x 500 ml 9 x 1000 ml	2005007 2010008

**Isosource® Standard/Standard Fibre er en fødevare til særlige medicinske formål og skal anvendes under lægeligt tilsyn.**



**DanuCare**  
FOR SIKKERHED OG TRYGHED

Københavnsvej 11B, 4800 Nykøbing F, CVR. 39998882  
Tlf. 7199 4710, Fax. 7030 5165, [info@danucare.dk](mailto:info@danucare.dk), [www.danucare.dk](http://www.danucare.dk)